


Лента рулонная ФДБ 151 24/16 (4082)

ФСР 2009/06045

рулонная, 151×24 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке
46 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	151×24 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM BIONET FC 1400
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	46 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 151×24/16 (4082) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 151 мм × 24 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: FM BIONET FC 1400.

В упаковке: 46 шт.