


Лента рулонная ФДБ 170 50/18 (4060)

ФСР 2009/06045

рулонная, 170×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 20 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	170×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	4-канальный ЭКГ / ЭК - 4Т
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 170×50/18 (4060) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 170 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: 4-канальный ЭКГ / ЭК - 4Т.

В упаковке: 20 шт.