


Лента рулонная ФДБ 210 30/12 (4062)

ФСР 2009/06045

рулонная, 210×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 26 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Bioset 8000 / ЭКГ Диксион 1012
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	26 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 210×30/12 (4062) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 210 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Bioset 8000 / ЭКГ Диксион 1012.

В упаковке: 26 шт.