


Лента рулонная ФДБ 215 20/18 (4087/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 215×20 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутрь, для фетального монитора, 55 г/м², в упаковке
23 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	215×20 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Bionet FC 700 и др.
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	23 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 215×20/18 (4087/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 215 мм × 20 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: FM Bionet FC 700 и др.

В упаковке: 23 шт.