


Лента рулонная ФДБ 250 50/18 (4076)

ФСР 2009/06045

рулонная, 250×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутри, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 12 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	250×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	6-канальный ЭКГ / ЭК-6Т
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	12 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 250×50/18 (4076) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутри.

Размеры: 250 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: 6-канальный ЭКГ / ЭК-6Т.

В упаковке: 12 шт.