


Лента рулонная ФДБ 50 50/12 (4094/7)

ФСР 2009/06045

рулонная, 50×50 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 40 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×50 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	1-канального ЭКГ / ЭК 1Т / «Малыш» / Аксион / Салют
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 50×50/12 (4094/7) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 50 мм × 50 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: 1-канального ЭКГ / ЭК 1Т / «Малыш» / Аксион / Салют.

В упаковке: 40 шт.