


Лента рулонная ФДБ 57 23/12 (4025/0)

ФСР 2009/06045

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь,
для дефибриллятора, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×23 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для дефибриллятора
Используемое оборудование	ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион»
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×23/12 (4025/0) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 57 мм × 23 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион».

В упаковке: 84 шт.