


Лента рулонная ФДБ 57 30/12 (4025/1)

ФСР 2009/06045

рулонная, 57×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ / для лабораторного оборудования, 55 г/м², в
упаковке 72 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	ЭКГ / лабораторное оборудование / Альтон-103
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×30/12 (4025/1) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 57 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭКГ / лабораторное оборудование / Альтон-103.

В упаковке: 72 шт.