


Лента рулонная ФДБ 58 30/12 (4025/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 58×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	58×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Heart mirror
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 58×30/12 (4025/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 58 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Heart mirror.

В упаковке: 72 шт.