

Лента рулонная ФДБ 63 30/16 (4027/2)

ФСР 2009/06045

рулонная, 63×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 63 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	63×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Hellige / Kenz / Nihon Kohden / Фукуда FX 2111
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	63 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 63×30/16 (4027/2) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 63 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Hellige / Kenz / Nihon Kohden / Фукуда FX 2111.

В упаковке: 63 шт.