


Лента рулонная ФДБ 90 50/18 (4031)

ФСР 2009/06045

рулонная, 90×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 36 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	90×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	2-канальный ЭКГ / ЭК 2Т / MAC-500
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 90×50/18 (4031) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 90 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: 2-канальный ЭКГ / ЭК 2Т / MAC-500.

В упаковке: 36 шт.