


Лента рулонная ФДБ 60 15/16 (4099)

ФСР 2009/06045

рулонная, 60×15 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 96 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	60×15 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	ЭКГ Кардиетт AR600 / Кардиолайн
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	96 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 60×15/16 (4099) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 60 мм × 15 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: ЭКГ Кардиетт AR600 / Кардиолайн.

В упаковке: 96 шт.