


Лента складывающаяся ФДБ 143 150 300 без сетки

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 143×150 мм×мм, 300 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 20 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	143×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Oxford / Sonicaid / Меридиан 800 / TEAM 8003 / 8400-8300
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 143×150×300 - без диаграммной сетки.

Размеры: 143×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: FM Oxford / Sonicaid / Меридиан 800 / TEAM 8003 / 8400-8300.

В упаковке: 20 пачек.