


Лента складывающаяся ФДБ 210 140 300 без сетки

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 210×140 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 14 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×140 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden 9130 / Dixon ECG 1012
Количество в упаковке	14 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×140×300 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×140 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden 9130 / Dixon ECG 1012.

В упаковке: 14 пачек.