

Лента складывающаяся ФДБ 210 150 280 без сетки

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 210×150 мм×мм, 280 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 12 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×150 мм×мм
Листов в пачке	280 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Biomedica Personal P 80
Количество в упаковке	12 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×150×280 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 210×150 мм.

В пачке: 280 листов.

Для оборудования: Biomedica Personal P 80.

В упаковке: 12 пачек.