


Лента складывающаяся ФДБ 110 140 142 без сетки

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 110×140 мм×мм, 142 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 52 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×140 мм×мм
Листов в пачке	142 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden 9020 / Кардиофакс GEM / электрокардиостимулятор ЮНИ-2
Количество в упаковке	52 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 110×140×142 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 110×140 мм.

В пачке: 142 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden 9020 / Кардиофакс GEM / электрокардиостимулятор ЮНИ-2.

В упаковке: 52 пачки.