


Лента складывающаяся ФДБ 110 150 300

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 110×150 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ / для ЭМГ, в упаковке 44 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ / для ЭМГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden / электромиограф Neuropack2
Количество в упаковке	44 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 110×150×300 - без диаграммной сетки, с фотометрической меткой.

Размеры: 110×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Для оборудования: Nihon Kohden / электромиограф Neuropack2.

В упаковке: 44 пачки.