

Лента складывающаяся Мастер Лент 100 100 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 100×100 мм×мм, 150 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	100×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 100×100×150.

Размеры: 100×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
100×100×150	-	ФМ Wakeling medical AFM 210	90 пачек