

Лента складывающаяся Мастер Лент 110 100 200

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 110×100 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 138 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×100 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	138 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 110×100×200.

Размеры: 110×100 мм.

В пачке: 200 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
110x100x200 М	с меткой	ЭКГ Bioset 3600/3700/3601

В упаковке: 138 пачек.