

Лента складывающаяся Мастер Лент 110 140 142

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 110×140 мм×мм, 142 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 114 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×140 мм×мм
Листов в пачке	142 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	114 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 110×140×142.

Размеры: 110×140 мм.

В пачке: 142 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
110x140x142 М, без сетки	с меткой	ЭКГ Nihon Kohden, Кардиофакс 1250К, электрокардиостимулятор «ЮНИ-2»
110x140x142 М	с меткой	ЭКГ Fukuda Denshi FX7202, Fukuda Cardimax FX-8322, Мединова ECG-9806

В упаковке: 114 пачек.