

Лента складывающаяся Мастер Лент 110 150 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 110×150 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 48 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	110×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	48 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 110×150×300.

Размеры: 110×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
110x150x300 М без сетки	с меткой	ЭКГ Nihon Kohden, электромиограф Neuropack 2

В упаковке: 48 пачек.