

Лента складывающаяся Мастер Лент 112 100 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 112×100 мм×мм, 150 листов, с меткой / без метки, для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 112×100×150.

Размеры: 112×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
112x100x150	-	ФМ Bestman BV 610	60 пачек
112x100x150 об. М	метка с обратной стороны	- ФМ Sunray - ФМ GOLDWAY, УТ 3000 А, ЭКГ 1206 D	60 пачек