

Лента складывающаяся Мастер Лент 112 100 160

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 112×100 мм×мм, 160 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×100 мм×мм
Листов в пачке	160 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 112×100×160.

Размеры: 112×100 мм.

В пачке: 160 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
112x100x160	-	ФМ Lateo F 500	60 пачек