

Лента складывающаяся Мастер Лент 112 100 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 112×100 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 84 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 112×100×300.

Размеры: 112×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
112x100x300 М	с меткой	ЭКГ Cardioline Delta 3+

В упаковке: 84 пачки.