

Лента складывающаяся Мастер Лент 112 90 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 112×90 мм×мм, 150 листов, с меткой, для фетального монитора, в упаковке 160 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×90 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	160 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 112×90×150.

Размеры: 112×90 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
112x90x150 об. М	метка с обратной стороны	ФМ Dixon Overton 6100	160 пачек