

Лента складывающаяся Мастер Лент 112 90 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 112×90 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 80 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×90 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	80 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 112×90×300.

Размеры: 112×90 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
112x90x300 М	с меткой	ЭКГ KENZ 302

В упаковке: 80 пачек.