

Лента складывающаяся Мастер Лент 114 70 250

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 114×70 мм×мм, 250 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 120 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	114×70 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	120 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 114×70×250.

Размеры: 114×70 мм.

В пачке: 250 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
114x70x250 М	с меткой	ЭКГ CP50 Welch Allyn

В упаковке: 120 пачек.