

Лента складывающаяся Мастер Лент 116 120 250

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 116×120 мм×мм, 250 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 36 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	116×120 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 116×120×250.

Размеры: 116×120 мм.

В пачке: 250 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
116×120×250	-	ФМ Analogic, КТГ Sonicaid Team	36 пачек