

Лента складывающаяся Мастер Лент 120 100 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 120×100 мм×мм, 150 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 70 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	120×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	70 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 120×100×150.

Размеры: 120×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
120×100×150	-	ФМ Advanced AM-66, Konton AN 66 ФМ Фотоскан	70 пачек