

Лента складывающаяся Мастер Лент 143 150 300 без сетки

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 143×150 мм×мм, 300 листов, с меткой / без метки, для фетального монитора, в упаковке 20 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	143×150 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 143×150×300 без сетки.

Размеры: 143×150 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
143x150x300 без сетки	-	ФМ Oxford, Sonicaid, Меридиан 800, TEAM 8003, 8400-8300	20 пачек
143x150x300 без сетки, М	с меткой	ФМ Oxford, Sonicaid, Меридиан 800, TEAM 8003, 8400-8300	20 пачек