

Лента складывающаяся Мастер Лент 145 100 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 145×100 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 72 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 145×100×300.

Размеры: 145×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
145x100x300 об. М	метка с обратной стороны	ЭКГ Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100

В упаковке: 72 пачки.