

Лента складывающаяся Мастер Лент 145 100 350

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 145×100 мм×мм, 350 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 60 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×100 мм×мм
Листов в пачке	350 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 145×100×350.

Размеры: 145×100 мм.

В пачке: 350 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
145x100x350 М	с меткой	ЭКГ Schiller AT-6

В упаковке: 60 пачек.