

Лента складывающаяся Мастер Лент 145 150 400

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 145×150 мм×мм, 400 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 36 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	145×150 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 145×150×400.

Размеры: 145×150 мм.

В пачке: 400 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
145x150x400 об. М	метка с обратной стороны	ЭКГ Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/C 300

В упаковке: 36 пачек.