

Лента складывающаяся Мастер Лент 147 100 400

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 147×100 мм×мм, 400 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 54 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	147×100 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	54 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 147×100×400.

Размеры: 147×100 мм.

В пачке: 400 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
147x100x400 об. М	метка с обратной стороны	ЭКГ Siemens Sicard 460

В упаковке: 54 пачек.