

Лента складывающаяся Мастер Лент 150 100 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 150×100 мм×мм, 150 листов, с меткой, для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	150×100 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 150×100×150.

Размеры: 150×100 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
150x100x150 М	с меткой	ФМ Hewlett-Packard М 1911 НР М 1911/М 1351, ФМ Филипс	60 пачек