

Лента складывающаяся Мастер Лент 150 150 200 без сетки

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 150×150 мм×мм, 200 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 40 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	150×150 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 150×150×200 без сетки.

Размеры: 150×150 мм.

В пачке: 200 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
150x150x200 без сетки	-	ФМ Kranzbuhler (Baby Doplex)	40 пачек