

Лента складывающаяся Мастер Лент 152 90 150

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 152×90 мм×мм, 150 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 70 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	152×90 мм×мм
Листов в пачке	150 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	70 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 152×90×150.

Размеры: 152×90 мм.

В пачке: 150 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
152×90×150	-	ФМ Corometrics 4305 BAO, Dixon 6900, FM G6B (General Meditech), Analogic Fetalgard lite	70 пачек