

Лента складывающаяся Мастер Лент 152 90 160

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 152×90 мм×мм, 160 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 70 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	152×90 мм×мм
Листов в пачке	160 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Количество в упаковке	70 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 152×90×160.

Размеры: 152×90 мм.

В пачке: 160 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
152×90×160	-	ФМ Biston / Corometrics 4305 AAO / CAO, Corometrics-170, Biston BT-350	70 пачек