

Лента складывающаяся Мастер Лент 210 140 215

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 210×140 мм×мм, 215 листов, с меткой, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×140 мм×мм
Листов в пачке	215 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 210×140×215.

Размеры: 210×140 мм.

В пачке: 215 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
210x140x215 М	с меткой	ЭКГ Schiller AT-10	-
210x140x215 без сетки, М	с меткой	ЭКГ Nihon Kohden FQW 210, Dixon ECG 1012-3-140	34 пачки