

Лента складывающаяся Мастер Лент 210 140 300 без сетки

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 210×140 мм×мм, 300 листов, с меткой, для ЭКГ

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×140 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 210×140×300 без сетки.

Размеры: 210×140 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
210x140x300 без сетки, М	с меткой	ЭКГ Nihon Kohden 9130, Dixon ECG 1012