

Лента складывающаяся Мастер Лент 210 150 320

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 210×150 мм×мм, 320 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 22 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×150 мм×мм
Листов в пачке	320 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	22 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 210×150×320.

Размеры: 210×150 мм.

В пачке: 320 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
210x150x320 М	с меткой	ЭКГ KENZ 1211

В упаковке: 22 пачки.