

Лента складывающаяся Мастер Лент 210 300 200

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 210×300 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 14 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×300 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	14 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 210×300×200.

Размеры: 210×300 мм.

В пачке: 200 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования	В упаковке
210x300x200 М	с меткой	ЭКГ Biomedica Archimed (Архимед)	14 пачек