

Лента складывающаяся Мастер Лент 50 100 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 50×100 мм×мм, 300 листов, без метки, для дефибриллятора, в упаковке 150 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	50×100 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для дефибриллятора
Количество в упаковке	150 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 50×100×300.

Размеры: 50×100 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
50x100x300	-	Дефибриллятор NK TEC 7721K

В упаковке: 150 пачек.