

Лента складывающаяся Мастер Лент 63 100 500

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 63×100 мм×мм, 500 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 90 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	63×100 мм×мм
Листов в пачке	500 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 63×100×500.

Размеры: 63×100 мм.

В пачке: 500 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
63x100x500 обр. М	метка с обратной стороны	ЭКГ Fukuda, Alpha 501 AX, Fukuda Alpha 1000, Cardiosunny

В упаковке: 90 пачек.