

Лента складывающаяся Мастер Лент 63 75 400

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 63×75 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ, в упаковке 140 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	63×75 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	140 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 63×75×400.

Размеры: 63×75 мм.

В пачке: 400 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
63x75x400 M	с меткой	ЭКГ Fucuda FX-7102, Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11

В упаковке: 140 пачек.