

Лента складывающаяся Мастер Лент 70 100 200

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 70×100 мм×мм, 200 листов, с меткой, для ЭКГ, в упаковке 192 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	70×100 мм×мм
Листов в пачке	200 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	192 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 70×100×200.

Размеры: 70×100 мм.

В пачке: 200 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
70x100x200 М	с меткой	ЭКГ Schiller AT-3, дефибриллятор Corpuls 08/16

В упаковке: 192 пачек.