

Лента складывающаяся Мастер Лент 80 70 300

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 80×70 мм×мм, 300 листов, с меткой,
для ЭКГ, 55 г/м² / 70 г/м², в упаковке 140 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	80×70 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Плотность	55 г/м² / 70 г/м²
Количество в упаковке	140 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 80×70×300.

Размеры: 80×70 мм.

В пачке: 300 листов.

Модификация	Плотность	Фотометка	Для оборудования
80x70x300 M	55 г/м²	с меткой	ЭКГ Schiller AT-101
80x70x300 M	70 г/м²	с меткой	ЭКГ Schiller AT-101

В упаковке: 140 пачек.