

Лента складывающаяся Мастер Лент 90 70 400

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 90×70 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ, в упаковке 120 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	90×70 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	120 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 90×70×400.

Размеры: 90×70 мм.

В пачке: 400 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
90x70x400 М	с меткой	ЭКГ Biomedica Р 80

В упаковке: 120 пачек.