

Лента складывающаяся Мастер Лент 90 90 400

РЗН 2015/2854

складывающаяся, 90×90 мм×мм, 400 листов, с меткой,
для ЭКГ, в упаковке 84 шт.

Мастер Лент ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	90×90 мм×мм
Листов в пачке	400 шт.
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся Мастер Лент 90×90×400.

Размеры: 90×90 мм.

В пачке: 400 листов.

Модификация	Фотометка	Для оборудования
90x90x400 M	с меткой	ЭКГ Schiller AT-1, Spirovit SP 1

В упаковке: 84 пачек.