


Лента складывающаяся ФДБ 112 120 250

ФСР 2009/06045

складывающаяся, 112×120 мм×мм, 250 листов, без метки, для фетального монитора, в упаковке 46 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	112×120 мм×мм
Листов в пачке	250 шт.
Фотометрическая метка	без метки
Назначение	для фетального монитора
Используемое оборудование	FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics)
Количество в упаковке	46 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 112×120×250 - с диаграммной сеткой.

Размеры: 112×120 мм.

В пачке: 250 листов.

Для оборудования: FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics).

В упаковке: 46 пачек.